

## Баня водяная гистологическая YD-A

ИМ-7.117564

водяная баня

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



### Характеристики

---

Тип	водяная баня
-----	--------------

### Описание

---

**Баня водяная гистологическая YD-A** – специализированное лабораторное устройство, предназначенное для нагрева и расправления биологических срезов тканей после микротомирования.

#### Функциональные особенности:

- **Интеллектуальное управление:** использование микрокомпьютерного чипа гарантирует высокую стабильность температурного режима и эффективную защиту от электромагнитных помех.
- **Визуальный контроль:** устройство оснащено прозрачной нагревательной емкостью и светодиодной системой подсветки (LED) постоянного тока, что значительно улучшает видимость образцов в процессе их отбора.
- **Информативный дисплей:** ЖК-экран с функцией двойного отображения позволяет одновременно отслеживать установленную и фактическую температуру воды.
- **Функция памяти:** прибор автоматически сохраняет заданные параметры температуры, что исключает необходимость повторной настройки при перебоях в электропитании.
- **Надежная конструкция:** корпус выполнен из алюминия с износостойким напылением, а материалы поверхности устойчивы к коррозии и воздействию лабораторных моющих средств.
- **Прецизионный нагрев:** применение инфракрасного датчика позволяет добиться высокой точности контроля температуры.

#### Технические параметры YD-A

Тип нагрева	Водяной
Диапазон настройки температуры	0-99 °C
Точность контроля температуры	±1 °C
Подсветка емкости	Светодиодная (LED)
Потребляемая мощность	300 Вт
Габаритные размеры (д×ш×в)	300×240×60 мм
Материал корпуса	Алюминий

#### Комплект поставки:

- Нагреватель гистологический YD-A – 1 шт.
- Сетевой провод – 1 шт.
- Запасные предохранители – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.