

Барокамера Avatorika O2 Hard

ИМ-7.117743

компрессор

Shanghai Baobang Medical Equipment, Китай



Характеристики

Компрессор

Да

Дополнительные характеристики

Стационарные барокамеры Avatorika серии O2 Hard – высокотехнологичное медицинское оборудование, предназначенное для проведения процедур нормоксической баротерапии. В отличие от мягких моделей, данная серия имеет жесткий стальной корпус, что позволяет поддерживать более высокое рабочее давление (до 2.0 ATA) и обеспечивать максимальную долговечность при эксплуатации в медицинских центрах, санаториях и спортивных учреждениях.

Принцип действия основан на методе гипербарической оксигенации: под воздействием избыточного давления кислород переходит в растворенное состояние (в плазме, лимфе, спинномозговой жидкости), проникая ко всем тканям и органам, минуя ограничения связывающей способности гемоглобина. Это активизирует регенерацию клеток, нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Преимущества и функциональные особенности:

- **Надежная конструкция** – герметичный стальной корпус с антибактериальной внутренней отделкой и большой прозрачной дверцей для комфорта пациента.
- **Автоматизация процессов** – герметизация и разгерметизация двери происходят автоматически; управление осуществляется через сенсорную панель.
- **Интегрированная рабочая станция** – включает безмасляный компрессор, систему фильтрации и блок концентрации кислорода (~93%), подаваемого через маску или головной набор .
- **Система комфорта** – встроенное кондиционирование (охлаждение на базе полупроводниковых технологий) и система двусторонней голосовой связи (интерком) между пациентом и оператором .
- **Многоуровневая безопасность** – наличие автоматического ограничительного клапана сброса и экстренного клапана управления внутри капсулы.

Модификации Avatorika O2 Hard

	O2 Hard CHRPB7515 □75×220 см, 1.5 ATA
	O2 Hard CHRTC7520 □70×220 см, 2.0 ATA
	O2 Hard CHRTC7515 □75×220 см, 1.5 ATA
	O2 Hard CHMTC8918 □75×220 см, 1.8 ATA
	O2 Hard CHRPB9015 □90×220 см, 1.5 ATA
	O2 Hard CHRTC9020 □90×220 см, 2.0 ATA
	O2 Hard CHRTC9015 □90×220 см, 1.5 ATA
	O2 Hard CHRPB10015 □100×220 см, 1.5 ATA
	O2 Hard CHRTC10020 □100×220 см, 2.0 ATA
	O2 Hard CHRTC10015 □100×220 см, 1.5 ATA