

Бинт медицинский фиксирующий Медватфарм вязаный 10 м

ИМ-7.105233/2206

хлопок, неосыпающиеся края, ширина 10 мм / 15 мм / 20 мм / 30 мм / 40 мм / 50 мм / 70 мм / 85 мм / 100 мм / 120 мм / 140 мм / 160 мм, длина 10 м, плотность 36 г/м², стерильный, нестерильный

МЕДВАТФАРМ СООО, Беларусь



Характеристики

Материал	хлопок
Неосыпающиеся края	Да
Ширина	10 мм / 15 мм / 20 мм / 30 мм / 40 мм / 50 мм / 70 мм / 85 мм / 100 мм / 120 мм / 140 мм / 160 мм
Длина	10 м
Плотность	36 г/м ²
Капиллярность	7 см/ч
Разрывная нагрузка	70 Н
Стерильный	Да
Нестерильный	Да

Дополнительные характеристики

Предназначен для применения в учреждениях здравоохранения при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекции, остановки кровотечения, очистки кожных покровов, фиксации раневых повязок и переломов, а также для использования в качестве перевязочного средства населением и т.п. Нейтральная реакция водной вытяжки. Смачиваемость не более 10 с.