

Биохимический анализатор EUROLyser

ИМ-7.4657 до 30.03.2009

автоматический, настольный, система открытая, 180 тестов в час, длина волны 340-900 нм, образцов 25 шт., считывание штрих-кода

EUROLab Medizintechnik, Австрия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	180 тестов в час
Характеристика производительности	до 300 тестов в час с использованием ионселективного блока
Методы измерения	бихроматический / дифференциальный режим / кинетика / конечная точка / турбидиметрический анализ / энзиматический
Длина волны	340-900 нм
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / сыворотка
Количество образцов	25 шт.
Загрузка образцов	50
Объем пробы	3-100 мкл

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да

Подключение к ПК

Да

Габариты

Размер 810×550×550 мм

Вес 28 кг

Описание

EUROLyser полностью автоматический биохимический анализатор открытого типа. Полностью открытая система, позволяющая адаптировать для анализов наборы реагентов любых производителей.

Особенности:

- одновременно возможно использование до 30 реактивов для одно, двух и трех компонентных тестов. Возможность программирования для мультиреагентных тестов;
- возможность комплектации электролитным измерительным блоком ISE для определения широкого спектра электролитов: Na⁺, K⁺, Cl, Ca²⁺, Li⁺, pH;
- патентованная оптическая система высокого разрешения, включающая 5 встроенных 4-канальных фотометра с возможностью гибкого выбора до 20 длин волн в диапазоне 340-900 нм;
- высокая устойчивость работы вне зависимости от колебаний напряжения за счет системы автоматического выбора режима питания.

Запасные части и комплектующие для автоматических биохимических анализаторов Eurolyser