

Биохимический анализатор Fenox 8210

ИМ-7.116625

автоматический, напольный, 330 / 575 тестов в час,
считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

URIT Medical Electronic Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Производительность	330 / 575 тестов в час
Характеристика производительности	330 тестов в час / 575 тестов в час с модулем ISE
Произвольный доступ	Да

Функции

Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да

Описание

Fenox 8210 – полностью автоматический биохимический анализатор, с дискретным доступом, с приоритетом срочного образца (STAT), с функцией сброса.

Производительность: 330 тестов в час (575 тестов в час с модулем ISE)

Образцы: сыворотка, плазма, моча, СМЖ

Особенности анализатора Fenox 8210:

- Контроль процесса работы в реальном времени.
- Контроль температуры.
- Контроль уровня дистиллированной воды и отходов в реальном времени.
- Встроенный сканер штрих-кодов для образцов и реагентов.
- Автоматическая очистка кювет до и после тестирования.
- Многократные кюветы.
- Функция автоматического перехода лампы в спящий режим.

Технические характеристики Fenox 8210

Модуль для обработки образцов / реагентов	
Карусель для образцов	71 позиция для образцов (с возможностью расширения), обычные образцы, калибраторы, контроль качества, промывка зонда и срочные образцы
Карусель для реагентов	60 позиций для реагентов (с возможностью расширения)
Объём образца	2~35 мкл, с шагом 0.05 мкл
Объём реагента	10~300 мкл, с шагом 0.05 мкл
Реакционный блок	
Реакционный диск	90 кювет
Температура реакции	37 °C
Кювета	Из оптически прозрачного жесткого пластика с длиной оптического пути 7 мм
Оптический блок	
Тип оптической системы	Фильтры высокого разрешения
Источник света	Галогеновая лампа
Длина волны	340 нм, 405 нм, 450 нм, 492 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630 нм, 700 нм, 800 нм