

Биохимический анализатор Mindray BS-400

ИМ-7.103079-Д до 17.08.2020

автоматический, напольный, система закрытая, 400 тестов в час, длина волны 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм, образцов 90 шт.

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	400 тестов в час
Характеристика производительности	до 640 тестов в час с ISE
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605, 660, 700, 740, 800 нм

Образцы и пробы

Количество образцов	90 шт.
Объем пробы	2-45 мкл
Пробирки	первичные, вторичные и микропробирки

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Принтер	Да

Габариты

Размер	1180×700×1145 мм
Вес	300 кг

Описание

Современным высокоточный автоматический анализатор Mindray BS-400 используется в области исследований клинической биохимии. Система и встроенное программное обеспечение позволяют производить дозагрузку файлов без перезагрузки. При малейших отклонений в работе системы устройство подает сигнал. В этом случае предлагается продолжить работу в автономном режиме. Благодаря интеллектуальному режиму возможно автоматическое составление графиков и диаграмм, которые выводятся на монитор. Калибровка: линейная, Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, Spline, Exponential 5P, Polynomial 5P, Parabola.

Особенности:

- наличие многофункционального реагентного зонда;
- наличие многофункционального пробозаборного зонда;
- многофункциональная карусель проб;
- наличие реакционного модуля;
- наличие охлаждающего элемента;
- высокопроизводительный миксер;
- высококачественный ионселективный модуль;
- простой интерфейс, который понятен любому оператору.