

Бронхоскоп жесткий Baholzer

ИМ-7.106935 до 04.10.2023

бронхоскоп, диаметр 5.5 мм, длина 505 мм, угол 0° / 30°

Baholzer Endoskopie-Systeme GmbH & Co.KG,
Германия



Характеристики

Тип	бронхоскоп
Диаметр	5.5 мм
Длина	505 мм
Угол	0° / 30°

Описание

Бронхоскопы baholzer

- Жесткие
- Автоклавируемые (134°C)

Диаметр	Угол	Артикул
□ 5.5 мм	0°	10-0050-00
□ 5.5 мм	30°	10-0051-00