

Буферный раствор имидазола Diagon Dia-IMIDAZOL

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag, фибриноген

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	фибриноген	
Фасовка	каталожный номер	реагент
	21180	12 фл х 15 мл

Описание

Буферный раствор имидазола **Diagon Dia-IMIDAZOL** – готовый к использованию буфер для разведения контролей, калибраторов и образцов при выполнении исследований протромбинового времени, фибриногена, D-димеров, факторов.

Срок годности: 24 мес
Стабильность после вскрытия: 8 недель при 2-8°C
Каталожный номер: 21180