

## Бульон Шадлера Schaedler Broth (M292)

ИМ-7.106403/2411

бульон, Шадлера, для культивирования широкого круга микроорганизмов, флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



### Характеристики

---

Тип	бульон
Вид	Шадлера
Назначение	для культивирования широкого круга микроорганизмов
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

### Дополнительные характеристики

---

Предназначен для культивирования широкого круга микроорганизмов, главным образом для выделения строгих анаэробов или факультативно-анаэробных бактерий.