

Манекен-тренажер Laerdal Crash Kelly для транспортировки и иммобилизации

манекен, для сердечно-лёгочной реанимации / для транспортировки и иммобилизации, вес 26 кг

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации / для транспортировки и иммобилизации
Режим работы	учебный
Вес	26 кг

Дополнительные характеристики

Реалистичность размера торса и конечностей, строения тела и внешнее сходство с человеком. Прочный материал, из которого сделан манекен. Подвижность в основных суставах конечностей. Пульс на сонных артерий вызывается вручную. Возможность улучшения манекена модулями травматических повреждений. Наличие руководства по эксплуатации на русском языке. Более подробно в разделе Документация.