

Датчик пульсоксиметрический SpO2

ИМ-7.106644 до 28.06.2023

датчик, клеящийся / клипса (прищепка) / манжета,
взрослый / педиатрический / неонатальный,
подключение к прибору прямое, одноразовый,
многоразовый

Shenzhen UpnMed Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	датчик
Типы датчиков	клеящийся / клипса (прищепка) / манжета
Возрастная категория	взрослый / педиатрический / неонатальный
Подключение к прибору	прямое
Одноразовый	Да
Многоразовый	Да

Дополнительные характеристики

Датчики пульсоксиметрические SpO2 (измерение сатурации)

Применение: для новорожденных/детей/взрослых

Кратность использования: многоразовые/одноразовые

Длина: от 0.9 м до 3 м.

Тип крепления: Y-типа, прищепка, мягкий.

Тип разъема для подключения: все модели.

Совместимость: все модели.

Гарантия: до 12 месяцев