

Дефибриллятор-монитор Corpuls 1

ИМ-7.114484

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
дефибрилляция асинхронная / синхронная, импульс
бифазный

GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH,
Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Дефибрилляция	асинхронная / синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 3 кг
Сигналы тревоги	Да
Управление данными	Да
ЭКГ	Да
Дисплей	ЖК 5.7", TFT
Размеры	170×260×70 мм

Описание

Дефибриллятор-монитор Corpuls1 – компактный полнофункциональный дефибриллятор / монитор пациента.

??????????:

? ?????????? ??????????

- Измерение показателей жизненно важных функций
- Проведение дефибрилляции и кардиоверсии у взрослых, детей и новорожденных
- Проведение терапии наружным кардиостимулятором (дополнительная функция)
- Проверка качества компрессии грудной клетки при сердечно-легочной реанимации (дополнительно)

Функции терапии:

- Дефибрилляция (автоматический и ручной режим)
- Кардиоверсия
- Терапия наружным кардиостимулятором (дополнительная функция)

Мониторинг:

- ЭКГ
- Пульсоксиметрия (PP, PI, SpO2)
- Расширенная пульсоксиметрия (SpCO, SpHb, SpMet)

Характеристики:

- защита от пыли и воды согласно IP55
- литий-ионный аккумулятор
- источник питания 12 В постоянного тока, от 100 до 250 В переменного тока с сетевым адаптером

Размеры: 170×260×70 мм

Вес: 2.2 кг

Демонстрация применения Corpuls 1:

- клиническая практика
- первая помощь
- пожарная служба