

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-12 Аксион-БЕЛ

ИМ-7.112769

дефибриллятор без монитора, дефибрилляция
асинхронная / синхронная, импульс бифазный, 4 кг

Магистр НИЦ ООО, Беларусь



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор без монитора
Дефибрилляция	асинхронная / синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Сигналы тревоги	Да
Время набора энергии до 360 Дж	6 сек
Время набора энергии до 200 Дж	4 сек
Размеры	380×175×270 мм
Вес прибора	4 кг

Описание

Дефибриллятор ДКИ-Н-12 АКСИОН-БЕЛ предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиночным бифазным усеченным экспоненциальным посредством пары электродов, трансторакально. Аппарат может использоваться в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной помощи.

Показания к применению:

Использование изделия для экстренной дефибрилляции пациентов с остановкой сердца, признаками которой являются:

- отсутствие сознания;
- отсутствие нормального дыхания;
- другие признаки остановки кровообращения.

Комплектность:

- блок дефибриллятора с электродами (несъёмные многоразовые электроды является его неотъемлемой частью). Электроды многоразовые, которые совмещают взрослые электроды и детские электроды, с возможностью переключения между ними;
- аккумуляторная батарея;
- адаптер питания;
- сетевой шнур;
- сумка для переноски.