

Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave AED (M250)

ИМ-7.109390 до 05.01.2026

автоматизированный наружный (AED),
полуавтоматический, дефибрилляция асинхронная,
импульс бифазный, 2.3 кг

METRAX GmbH, Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	полуавтоматический
Дефибрилляция	асинхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Дисплей	монохромный
Размеры	250×280×90 мм
Вес прибора	2.3 кг

Описание

Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave AED (M250)

- бифазный импульс прямоугольной формы со стабилизацией силы тока;
- голосовые подсказки по проведению дефибрилляции/реанимации на русском языке;
- управление одной кнопкой;
- цикл из 3 последовательных дефибрилляций 60 сек в режиме АНД;
- самоклеящиеся одноразовые дефибрилляционные электроды SavePads;
- карта памяти CompactFlash (CF) для записи ЭКГ и аудио-записи;
- встроенный индикатор состояния прибора и автотестирование;
- передача данных на ПК через карточку CF;

- программа ECGViewer для просмотра записанной ЭКГ на ПК;
- ударопрочная конструкция, компактность и минимальный вес;
- питание от долгохранящейся (до 6 лет) непerezаряжаемой Литиевой батареи, от перезаряжаемого аккумулятора (опция) или от сети 220 вольт (опция);
- вес 2.3 кг.