

Детский вакуумный матрас для фиксации тела SPENCER Mini Matt

ИМ-7.109404 до 28.01.2026

транспортировка лежа, матрас, детские, вакуумные, ручки, масса 2.2 кг

SPENCER, Италия



Характеристики

Возможная транспортировка	лежа
Тип	матрас
Детские	Да
Вакуумные	Да
Ручки для переноски пациента	Да

Размеры

Длина	1300 мм
Ширина	600 мм
Вес	2.2 кг

Дополнительные характеристики

MINI MATT (Spencer) - детский вакуумный матрас. Вакуумные матрасы являются устройствами для иммобилизации пациентов с травмами. Вакуумная система обеспечивает различные уровни иммобилизации. Более жесткий режим помогает правильнее расположить пациента; Более мягкий позволяет смягчить низкочастотные колебания, которые обычно встречаются в автомобилях скорой помощи во время перевозки.

Особенности:

- универсальный, прост в использовании и очистке;
- широкие и прочные ручки для переноски;
- матрас покрыт чехлом для защиты от износа.

Технические характеристики:

- длина: 1300 ± 30 мм;
- ширина 600 ± 30 мм;
- количество ручек: 4 шт.
- грузоподъемность: 30 кг;

- материал: ПВХ, нейлон;
- вес: 2.2 ± 0.3 кг.