

# Дифференциальный агар с бриллиантовым зеленым HiMedia M016 (модифицированный)

ИМ-7.106403/2411

агар, для селективного выделения сальмонелл (кроме *Salmonella typhi*) из фекалий и других материалов,  
флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



## Характеристики

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | агар                                                                                                  |
| Назначение | для селективного выделения сальмонелл (кроме <i>Salmonella typhi</i> ) из фекалий и других материалов |
| Упаковка   | флакон                                                                                                |
| Фасовка    | 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг                                                                         |

## Дополнительные характеристики

Среду используют для селективного выделения сальмонелл (кроме *Salmonella typhi*) из фекалий и других материалов; рекомендуется также для исследования пищевых продуктов, в т.ч. молочных.