


Клинок ларингоскопа Нора AP 430

ИМ-7.115731

клинок, тип традиционный, многоразовый, размер 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7, регулируемый

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
---------------	---------------------------

Операционный ларингоскоп

Регулируемый	Да
--------------	----