

Дозатор для разведения Socorex Acura dilute 810

ИМ-7.102346 до 29.01.2020

механический, 1-канальный, объем дозирования 1 мл / 0.1 мл

Socorex ISBA S.A., Швейцария



Характеристики

Вид	механический
Тип	1-канальный
Объем дозирования	1 мл / 0.1 мл

Дополнительные характеристики

Acura dilute 810 – механический дозатор для разведения 1:10 мл, работающий по принципу воздушного вытеснения. Предназначен для последовательного дозирования 1.0 и 0.1 мл одной и той же жидкости. Металлический носик дозатора соответствует длинным наконечникам-соломинкам. С помощью таких наконечников вы сможете без труда производить забор жидкости для дозирования из глубоких и узких емкостей.

Acura dilute 810 является прекрасной альтернативой градуированным стеклянным пипеткам, которые используются для серийных разведений в бактериологии.

Преимущества дозаторов Acura dilute 810:

- Два заранее откалиброванных объема – 1.0 и 0.1 мл.
- Плавный ход поршня.
- Превосходная эргономика.
- Сменный защитный PE фильтр носика дозатора.
- Система регулирования высоты эжектора.
- Независимая калибровка каждого объема.
- Легкое обслуживание, очистка и стерилизация дозатора.
- Тщательно подобранные материалы, устойчивые к действию ультрафиолетового излучения и автоклавированию при 121°C.

Кат. №	Объем
810.1100	1 / 0.1 мл