

Дозатор пипеточный DLAB Scientific серии MicroPette Plus 8-канальный

ИМ-7.113452

механический, 8-канальный, переменный объем,
объем дозирования 0.1-10000 мкл

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Вид	механический
Тип	8-канальный
Объем	переменный
Объем дозирования	0.1-10000 мкл

Дополнительные характеристики

Дозатор пипеточный DLAB Scientific серии MicroPette Plus 8-канальный переменного объема – устройство для точного измерения и дозирования микрообъемов жидкостей. Работает по принципу воздушного вытеснения, наконечники - одноразовые.

Особенности серии:

- сверхлегкий вес и эргономичный дизайн обеспечивают плавное и легкое дозирование;
- корпус и посадочный конус дозатора выполнены из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам и к коррозии;
- обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов;
- совместим с большинством стандартных наконечников;
- наличие цифрового дисплея, отображающего дозируемый объем;
- наличие регулировки дозируемого объема путем легкого вращения рукоятки дозатора;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются для последующего обеззараживания;
- возможность обеззараживания автоклавированием (только сбрасыватель наконечника и посадочный конус);
- возможность проведения пользовательской калибровки в лаборатории.

Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

Поставляются со свидетельством о государственной поверке.

Объем дозирования, мкл	Дискретность установки объема дозирования, мкл	Поверяемый объем, мкл	Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального, %	Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения фактического объема дозы при доверительной вероятности $\gamma=0.95$; %	Наконечники, мкл
0.5-10	0.05	2	± 7.0	7.0	10
		5	± 5.0	5.0	
		10	± 3.0	3.0	
5-50	0.05	5	± 5.0	5.0	200, 300, 350
		25	± 3.0	3.0	
		50	± 2.5	2.5	
50-300	5	50	± 2.5	2.5	350
		150	± 2.0	2.0	
		300	± 2.0	2.0	

Доступные принадлежности:

Штатив-планка для 6 пипеточных дозаторов	
- штатив вмещает в себя до 6 пипеточных дозаторов;	
- удобный способ размещения и хранения дозаторов;	
- подходят для многоканальных и одноканальных дозаторов TopPette, HiPette, MicroPette Plus.	
Круговой для 6 пипеточных дозаторов	
- способен плавно вращаться и вмещает в себя до 6 пипеточных дозаторов;	
-удобный способ размещения и хранения дозаторов;	
-подходят для многоканальных и одноканальных дозаторов TopPette, HiPette, MicroPette Plus.	