

Дозатор пипеточный DLAB Scientific серии StepMate

ИМ-7.113452

механический, 1-канальный, переменный объем,
объем дозирования 10-5000 мкл

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Вид	механический
Тип	1-канальный
Объем	переменный
Объем дозирования	10-5000 мкл

Дополнительные характеристики

Дозатор пипеточный механический шаговый Dlab Scientific серии StepMate – эргономичный шаговый дозатор для использования с 7 типоразмерами одноразовых полипропиленовых наконечников максимальным объемом от 0,5 до 50 мл.

Особенности серии:

- удобный для работы одной рукой;
- диапазон объемов дозирования от 10 мкл (с наконечниками 0,5 мл) до 5 мл;
- не требует обслуживания;
- прочный рычаг закрепления наконечника.

**Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
Поставляются со свидетельством о государственной поверке.**

Объем заполнения наконечника, мл	Положение колесика настройки				
	1	2	3	4	5
	Объем дозы, мкл				
0.50	10	20	30	40	50
1.25	25	50	75	100	125
2.50	50	100	150	200	250
5.00	100	200	300	400	500
12.50	250	500	750	1000	1250
25.00	500	1000	1500	2000	2500
50.00	1000	2000	3000	4000	5000
Число шагов дозирования	48	23	15	11	8

* Первая и последняя дозы жидкости считаются неточными и должны быть слиты в емкость для отходов либо обратно в емкость, из которой отбирается жидкость.

Метрологические характеристики и информация для заказа аксессуаров в pdf