

Дозатор пипеточный DLAB Scientific серии TopPette 1-канальный фиксированного объема

ИМ-7.113452

механический, 1-канальный, фиксированный объем,
объем дозирования 0.1-10000 мкл

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Вид	механический
Тип	1-канальный
Объем	фиксированный
Объем дозирования	0.1-10000 мкл

Дополнительные характеристики

Дозатор пипеточный DLAB Scientific серии TopPette 1-канальный фиксированного объема – устройство для точного измерения и дозирования микрообъемов жидкостей. Работает по принципу воздушного вытеснения, наконечники - одноразовые.

Особенности серии:

- сверхлегкий вес и эргономичный дизайн обеспечивают плавное и легкое дозирование;
- корпус и посадочный конус дозатора выполнены из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам и к коррозии;
- обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов;
- совместим с большинством стандартных наконечников;
- наличие цифрового дисплея, отображающего дозируемый объем;
- наличие регулировки дозируемого объема путем легкого вращения рукоятки дозатора;
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются для последующего обеззараживания;
- возможность обеззараживания автоклавированием (только сбрасыватель наконечника и посадочный конус);
- возможность проведения пользовательской калибровки в лаборатории.

Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

Поставляются со свидетельством о государственной поверке.

Объем дозирования, мкл	Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального, %	Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения фактического объема дозы при доверительной вероятности $\gamma=0.95$; %	Наконечники, мкл
5	±5.0	5.0	10
10	±3.0	3.0	10
20	±3.0	3.0	200, 300, 350
25	±3.0	3.0	200, 300, 350
50	±2.5	2.5	200, 300, 350
100	±2.0	2.0	200, 300, 350
200	±2.0	2.0	200, 300, 350
250	±2.0	2.0	1000
500	±1.0	1.0	1000
1000	±1.0	1.0	1000
2000	±1.0	1.0	5000
5000	±1.0	1.0	5000

Доступные принадлежности:

<p>Штатив-планка для 6 пипеточных дозаторов</p>	
<p>- штатив вмещает в себя до 6 пипеточных дозаторов;</p>	
<p>- удобный способ размещения и хранения дозаторов;</p>	
<p>- подходят для многоканальных и одноканальных дозаторов TopPette, HiPette, MicroPette Plus.</p>	
<p>Круговой для 6 пипеточных дозаторов</p>	
<p>- способен плавно вращаться и вмещает в себя до 6 пипеточных дозаторов;</p>	
<p>-удобный способ размещения и хранения дозаторов;</p>	
<p>-подходят для многоканальных и одноканальных дозаторов TopPette, HiPette, MicroPette Plus.</p>	