

Дозатор пипеточный Fenox F1

ИМ-7.103864/2405

механический, 1-канальный, фиксированный объем,
объем дозирования 5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 200 / 250
/ 500 / 1000 мкл

Арвитмедикл ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	механический
Тип	1-канальный
Объем	фиксированный
Объем дозирования	5 / 10 / 20 / 25 / 50 / 100 / 200 / 250 / 500 / 1000 мкл

Дополнительные характеристики

Дозаторы пипеточные Fenox F1 – одноканальные механические дозаторы фиксированного объема.

Название	Объем дозирования
Дозатор Fenox F1-5	5 мкл
Дозатор Fenox F1-10	10 мкл
Дозатор Fenox F1-20	20 мкл
Дозатор Fenox F1-25	25 мкл
Дозатор Fenox F1-50	50 мкл
Дозатор Fenox F1-100	100 мкл
Дозатор Fenox F1-200	200 мкл
Дозатор Fenox F1-250	250 мкл
Дозатор Fenox F1-500	500 мкл
Дозатор Fenox F1-1000	1000 мкл