

## Дозатор пипеточный Fenox V8

ИМ-7.103864/2405

механический, 8-канальный, переменный объем,  
объем дозирования 5-50 / 10-100 / 20-200 / 30-300 мкл

Арвитмедикл ООО, Беларусь



### Характеристики

Вид	механический
Тип	8-канальный
Объем	переменный
Объем дозирования	5-50 / 10-100 / 20-200 / 30-300 мкл

### Дополнительные характеристики

**Дозаторы пипеточные Fenox V8** – восьмиканальные механические дозаторы переменного объема.

Название	Объем дозирования
Дозатор Fenox V8-5-50	5-50 мкл
Дозатор Fenox V8-10-100	10-100 мкл
Дозатор Fenox V8-20-200	20-200 мкл
Дозатор Fenox V8-30-300	30-300 мкл