

## Дозатор механический Sartorius Biohit Proline 12-канальный переменного объема

ИМ-7.103818 до 15.02.2021

механический, 12-канальный, переменный объем,  
объем дозирования 0.5-10 / 5-50 / 50-300 мкл

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Финляндия



### Характеристики

Вид	механический
Тип	12-канальный
Объем	переменный
Объем дозирования	0.5-10 / 5-50 / 50-300 мкл

### Дополнительные характеристики

#### Дозатор механический Sartorius Biohit Proline 12-канальный переменного объема

##### Характеристики:

- удобное регулирование объема с защелкиванием при фиксировании
- защитные фильтры (для моделей >10 мкл)
- удобная система калибровки, например, для дозирования разных жидкостей

Название	Кат. №	Диапазон дозирования	Дискретность
Дозатор Proline 0.5-10 мкл	720310	0.5-10 мкл	0.10 мкл
Дозатор Proline 5-50 мкл	720320	5-50 мкл	0.50 мкл
Дозатор Proline 50-300 мкл	720340	50-300 мкл	5.00 мкл

##### Модификации механических дозаторов серии Proline:

- Дозаторы Proline 1-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 8-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 12-канальные переменного объема
- Дозаторы Proline 1-канальные фиксированного объема