

Дренажная система Redax Drentech Dune

ИМ-7.107864 до 07.10.2024

кардио- и торакальная хирургия, ёмкость 2100 мл

Redax S.p.A., Италия



Характеристики

Область применения	кардио- и торакальная хирургия
Ёмкость	2100 мл

Описание

Дренажная система Redax Drentech Dune – полностью сухая дренажная система для кардиоторакальной хирургии, готовая к использованию сразу после вскрытия.

Особенности

- Объем отделяемого: до 2100 мл, с четкой градуировкой камер сбора.
- Механический опечатывающий клапан: в водяной колонке нет необходимости, но она присутствует в целях диагностики утечки воздуха.
- Уровень вакуума устанавливается при помощи механического регулятора (от -5 до -40 см водного столба).
- Автоматическая встроенная регулировка уровня вакуума.
- Красный индикатор-поплавок показывает, что система работает на вакууме.
- Встроенная ручка позволяет крепить систему на стойке и на кровати пациента.
- Не содержит латекса и ПВХ.

Модификации

- кат. номер 10113: Drentech Dune;
- кат. номер 10137: Drentech Dune Double (2 трубки пациента).

Упаковка: 4 шт. в коробке.

Принадлежности: каталог коннекторов.