

Экспресс-анализатор Nano-Checker 710

ИМ-7.97216/2012

иммунохроматографический, материал исследования
кровь / плазма / сыворотка, объем пробы 80 мкл

Nano-Ditech Corporation, США



Характеристики

Тип	иммунохроматографический
Материал для исследования	кровь / плазма / сыворотка
Время исследования	0-15 мин
Объем пробы	80 мкл
Параметры исследования	Nano-Check™ AMI (3 in 1) – фиксация миоглобина, тропонина I, креатинфосфокиназы-MB. Nano-Check™ AMI (2 in 1) – фиксация миоглобина, тропонина I. Nano-Check™ AMI cTnI – фиксация тропонина I. Nano-Check™ D-димер – фиксация D-димера.
Память	Да
Принтер	Да
Дисплей	цветной ЖК

Дополнительные характеристики

Принцип тестирования основан на выявлении кардиомаркеров в пробе и анализе их количества. Определение одной тест-полоской одновременно трех показателей даёт возможность в кратчайшие сроки поставить правильный диагноз и приступить к своевременному медикаментозному лечению.

Экспресс-анализатор критических состояний Nano-Checker 710 прост в использовании, и не требует специальной подготовки медицинского персонала. Прибор характеризуется высокой чувствительностью для диагностики на ранних этапах заболевания, когда даже электрокардиографы еще не могут помочь.

Компактность аппарата позволяет использовать прибор непосредственно в отделении интенсивной терапии, фельдшерско-акушерских пунктах, центрах семейной медицины, приемных покоях лечебных амбулаторий, машинах скорой медицинской помощи.