

## Экспресс-тест Мульти Тест 007 Clostridium difficile антиген GDH в кале

ИМ-7.101836/2406

выявление клостридии, анализируемый материал кал

Мульти Лаб ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Выявление	клостридии
Анализируемый материал	кал

### Дополнительные характеристики

---

Иммунохроматографические экспресс-тесты, производства белорусской компании «Мульти Лаб», предназначены для качественного одноэтапного быстрого выявления инфекционных заболеваний экспресс-методом, таких как:

- молярия;
- лайм-боррелиоз;
- инфекционный мононуклеоз;
- гепатит А;
- гепатит В;
- гепатит С;
- ВИЧ;
- легионеллез;
- грипп А,В;
- респираторные инфекции (аденовирусная, РС-вирусная);
- стрептококковая групп А и В;
- туберкулез;
- ротавирусная инфекция;
- аденовирусная инфекция;
- астровирусная инфекция;
- норовирусная инфекция;
- энтеровирусная инфекция;
- стафилококковая инфекция;
- сальмонеллез;
- листериоз;
- дизентерия;
- иерсиниоз;
- кампилобактериоз;
- амебиоз;
- лямблиоз;
- коли-инфекция;

- криптоспоридиоз;
- *C. difficile*-ассоциированная инфекция.