

Электрод ЭКГ одноразовый Э.К.-03

ИМ-7.100690/2308

основа бумага, форма круглая 50 мм, взрослый,
адгезивный гель, в упаковке 50 шт.

ЮМЕДИКА ЧУП, Беларусь



Характеристики

Основа	бумага
Форма	круглая 50 мм
Размер	взрослый
Область применения	холтеровское мониторирование / ЭКГ
Гель	адгезивный
Покрытие датчика электрода	из серебра / хлористого серебра (Ag/AgCl), графитовая основа
Количество в упаковке	50 шт.