

Электрод ЭКГ одноразовый Э.К.-04

ИМ-7.100690/2308

основа ПЕ пена, форма круглая 55 мм, взрослый,
адгезивный гель, в упаковке 50 шт.

ЮМЕДИКА ЧУП, Беларусь



Характеристики

Основа	ПЕ пена
Форма	круглая 55 мм
Размер	взрослый
Область применения	МРТ / рентгенология / ЭКГ
Гель	адгезивный
Покрытие датчика электрода	из серебра / хлористого серебра (Ag/AgCl), графитовая основа
Количество в упаковке	50 шт.