

Электрод гелевый одноразовый для ЭКГ REF.FES-55A

ИМ-7.107851 до 07.10.2024

основа полиэтиленовая пена, форма круглая 55 мм,
взрослый, твердый гель, в упаковке 50 шт.

Farum sp. z. o. o, Польша



Характеристики

Основа	полиэтиленовая пена
Форма	круглая 55 мм
Размер	взрослый
Область применения	стресс-тест / холтеровское мониторирование / ЭКГ
Гель	твердый
Количество в упаковке	50 шт.