

Электрод PelleFirm ELLMAN, 25 мм, с/без массажной насадки

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

электрод, тип круглый, диаметр 25 мм, в упаковке 3 шт.

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	электрод
Применение	косметология
Тип электрода	круглый
Диаметр	25 мм
Количество в упаковке	3 шт.

Описание

Электрод PelleFirm™ Ø25 мм (3 в упак.) – кат.№ P325PFHP
Электрод PelleFirm™ Ø25 мм (без массажной насадки) – кат.№ P325PFHP