

Электрод PelleFirm ELLMAN, 30 мм, с/без массажной насадкой

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

электрод, тип круглый, диаметр 30 мм, в упаковке 3 шт.

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	электрод
Применение	косметология
Тип электрода	круглый
Диаметр	30 мм
Количество в упаковке	3 шт.

Описание

Электрод PelleFirm™ Ø30 мм (3 в упак.) – кат.№ P330PFHP
Электрод PelleFirm™ Ø30 мм (без массажной насадки) – кат.№ P330PFHP