

## Электроды для ЭКГ Fiab прищепка

ИМ-7.107276 до 14.02.2024

электрокардиографический, прижимной, для конечностей, для взрослых / для детей

Fiab SpA, Италия



### Характеристики

---

Электрод	электрокардиографический
Тип	прижимной
Вид	для конечностей
Возрастная категория	для взрослых / для детей

### Дополнительные характеристики

---

**Электрод многоцветный для ЭКГ Fiab** - периферийный зажим, с винтом и зажимом применяется для снятия электрокардиограммы на кардиографах практически любых типов.

**Покрытие:** хлорсеребряное (Ag/AgCl).

#### Виды:

**Электрод многоцветный для ЭКГ Fiab F9023SSC** - прищепка на конечности **для детей**.



**Электрод многоцветный для ЭКГ Fiab F9024SSC** - прищепка на конечности **для взрослых**.



**Электрод многоцветный для ЭКГ Fiab F9024OSSC - прищепка на конечности увеличенного размера для крупных пациентов.**

