

Электроды для удаления генитальных образований ELLMAN

ИМ-7.105160 до 03.04.2022

электрод, режим монополярный, тип квадратный / шариковый, длина 4.5 см / 9 см, в упаковке 4 шт.

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	электрод
Режим	монополярный
Применение	гинекология
Тип электрода	квадратный / шариковый
Длина	4.5 см / 9 см
Количество в упаковке	4 шт.

Описание

Электроды для удаления генитальных образований, арт. W15:

- квадратный электрод для удаления генитальных образований, длина 90 мм. Кат. № W16.
- квадратный электрод для удаления генитальных образований, длина 45 мм. Кат. № W17.
- шариковый электрод для удаления генитальных образований, 5 мм, длина 90 мм. Кат. № W18.
- игольчатый электрод для удаления генитальных образований, 9.53 мм, длина 90 мм. Кат. № W19.