

Электроды одноразовые для ЭКГ Fiab F9060P

ИМ-7.116363

основа ПЕ пена, форма капля 40 мм, детский,
твердый гель

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Основа	ПЕ пена
Форма	капля 40 мм
Размер	детский
Область применения	ЭКГ
Гель	твердый

Дополнительные характеристики

Электрод для ЭКГ Fiab F9060P педиатрический - одноразовый вспененная основа, твердый гель.

Размер: d = 40 мм.

Коннектор: кнопка.

Одноразовый ЭКГ электрод с твердым гелем, Ag/AgCl (SSC) сенсором и нержавеющей кнопкой.
Внешняя поверхность выполнена из тканевой ленты.

Одноразовые FIAB ЭКГ электроды подходят и для записи в покое, для стрессовой, длительной записи или записи кардиограммы Holter, применяются для прямого нанесения на кожу. Сенсор SSC обеспечивает надежную и стабильную запись. Электроды выполнены в соответствии с ANSI/AAMI EC12:2000 и обеспечивают восстановление сигнала после разряда дефибриллятора.

После открытия пакет можно сложить, чтобы обеспечить лучшую сохранность оставшихся внутри электродов.
Продукт не содержит латекса.