

Электрокардиограф BTL CARDIOPOINT ECG C300 / C600

3-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя
/ ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД /
суточное мониторирование АД / спирометрия, принтер
/ подключение к ПК, вес 2 кг



BTL Industries Limited, Великобритания

Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / суточное мониторирование АД / спирометрия
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Размер	276×168×74 мм
Вес	2 кг

Дополнительные характеристики

BTL CardioPoint – это универсальное и полное программное решение, объединяющее **ЭКГ покоя, стресс-тест, холтеровское мониторирование, мониторирование артериального давления и спирометрию** в единую платформу. Возможности диагностики, графические и сетевые конфигурации позволяют адаптировать программное обеспечение к требованиям пользователя, пользователю не приходится подстраиваться под него.

В стандартной конфигурации программное обеспечение **BTL CardioPoint-ECG** поставляется с электрокардиографом **BTL-08 SD3**. Данный электрокардиограф имеет **термопринтер** и **встроенный аккумулятор**, поэтому, при необходимости, может использоваться отдельно от компьютера, как портативный прибор. В случае необходимости расширенных функций, к программному обеспечению BTL CardioPoint-ECG можно подключить и другие электрокардиографы BTL (кроме 1-канального электрокардиографа SD1).

Особенности BTL CardioPoint:

- ЭКГ покоя;
- стресс-тест;
- холтеровское мониторирование;
- суточное мониторирование артериального давления (СМАД);
- спирометрия;
- термопринтер;

- построение гистограммы;
- возможность передачи записей ЭКГ на другие компьютеры в сети BTL и экспорт в сторонние системы с помощью протоколов HL7, DICOM или GDT;
- функция сравнения записей ЭКГ, форм волн ЭКГ, а также в данные диагностики пациента;
- питание: встроенный аккумулятор;

Характеристики \ модификации	BTL CardioPoint ECG C300	BTL CardioPoint ECG C600
Экстренная запись ЭКГ	+	+
Длинная запись ЭКГ	+	+
ЭКГ Эйнтховен / Кабрера	+	+
Индикатор контакта	+	+
Автоматическое измерение комплексов ЭКГ	+	+
Ручное измерение	+	+
Автоматическая текстовая интерпретация		+
QT модуль		+
ST карта		+
Сравнение записей ЭКГ		+
Векторкардиограмма		+