

Электрокардиограф ГеоМедСервис СМ 1200 В

ИМ-7.114752

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя, принтер /
защита от дефибрилляции

ГеоМедСервис ООО, Беларусь



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Встроенные возможности	принтер / защита от дефибрилляции
Дисплей	5.6"

Описание

СМ 1200 В – двенадцатиканальный электрокардиограф с жидкокристаллическим цветным дисплеем по технологии IPS со светодиодной подсветкой 142 мм (5.6 дюйма) по диагонали с разрешением 640×480 пикселей с функцией автоматического анализа регистрируемых параметров.

Кардиограф оснащен буквенно-цифровой клавиатурой с помощью которой можно выполнять печать временных диаграмм ЭКГ, настройку параметров, управление данными ЭКГ, ввод данных об мед учреждении и все другие операции.

Установка чувствительности: 2.5 / 5 / 10 / 20 мм/мВ

Скорость движения носителя записи: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 мм/с

Форматы каналов: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 12×1 и 12×1+T

Класс защиты: IP 41

Основные параметры режима съема электрокардиограммы:

- режим
- чувствительность
- скорость
- включение фильтров
- значение ЧСС
- информация об обрыве электродов
- усредненные кардиокомплексы

- амплитудно-временные параметры ЭКГ с выводом представительного кардиокомплекса и таблиц измерений
- положение электрической оси сердца, режимов работы и состояние электрокардиографа