

Электрокардиограф ГеоМедСервис СМ 300

ИМ-7.114752

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, принтер /
защита от дефибрилляции

ГеоМедСервис ООО, Беларусь



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Встроенные возможности	принтер / защита от дефибрилляции
Дисплей	154×85 мм (3.5")

Описание

СМ 300 – трехканальный электрокардиограф с жидкокристаллическим цветным экраном 154×85 мм (3.5") по диагонали с разрешением 320×240 пикселей, представляет собой цифровой прибор, осуществляющий одновременный сбор и регистрацию сигналов ЭКГ в 12 отведениях.

Установка чувствительности: 2.5 / 5 / 10 / 20 мм/мВ

Скорость движения носителя записи: 5 / 10 / 12.5 / 25 / 50 мм/с

Форматы каналов: «3×4», «3×4+1R», «1×12», «1×12+1R»

Класс защиты: IP 41

Функциональные особенности:

- Оснащен дисплеем для отображения временной диаграммы ЭКГ, индикатором заряда, состояние электрокардиографа и позволяет автоматически анализировать различные параметры.
- Автономные часы и календарь не зависящие от аккумулятора (ручная настройка).
- Кабель пациента промаркирован цифробуквенной информацией и цветом, работает в паре с одноразовыми и многоразовыми ЭКГ электродами.
- Защита от импульсов дефибриллятора.