

Электрокоагулятор EMED Spectrum

ИМ-7.106676/2309

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 230 В, частота излучения 0.33 МГц

EMED SP. Z O.O. SP.K., Польша



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / косметология / лапароскопия / общая хирургия / отоларингология / стоматология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	230 В
Частота излучения	0.33 МГц
Размеры	470×420×210 мм
Масса	15 кг

Дополнительные характеристики

Хирургический электрокоагулятор EMED Spectrum обеспечивающий проведение 3-х видов воздействия на биологические ткани: электрохирургическая коагуляция, аргонплазменная коагуляция, термостеплер.

Форма электродов: шарик, ланцет, петля, шпатель, игла и др.

Особенности:

- Мощность 350 Вт
- Моно- и биполярная коагуляция, моно- и биполярная резка
- 10" сенсорный экран
- Подключение двух инструментов (моно- и биполярных) одновременно Автоматическая регулировка мощности и настройка режимов Система самотестирования и блокировки неправильных действий Работа от руки или педали
- Аргонплазменная коагуляция и/или термостеплер (опция)
- Система SDS идентифицирует подключенный инструмент

- NEM-система, контроль за качеством контакта нейтрального электрода с кожными покровами, защита от ожога тканей