

Емкость увлажнителя EasyOX

ИМ-7.117317

емкость

Flow Meter, Италия



Описание

EasyOX – емкость увлажнителя для кислородной терапии. Используется для повышения относительной влажности воздуха при проведении процедур с использованием медицинского кислорода, как в больницах, так и на дому.

Функциональные особенности

- EasyOX полностью изготовлены из поликарбоната и могут быть стерилизованы в автоклаве при 121°С в течение 15 минут.
- Различные варианты защелкивающейся резьбовой гайки, позволяющие установить прибор в любой ситуации.
- В сочетании с флоуметрами EasyFLOW, Rs, EasyMed и EasyMED PLUS эта емкость гарантирует операторам простоту использования и большую универсальность.

Технические характеристики

Внутренний объем	190 мл
Размеры	89×84×161 мм
Вес	0.13 кг
Макс. давление	500 кПа
Входное соединение	9/16" UNF EN 13544-2 F 1/4" ISO 3253 F M 12×1.25 F 3/8" ISO 3253 F
Выходное соединение	шланговый соединитель □6÷9 мм