

Емкость увлажнителя Flow Meter CH/200

ИМ-7.117317

емкость

Flow Meter, Италия



Описание

Емкость увлажнителя CH/200 – это пузырьковые емкости увлажнителя для кислородной терапии.

Используются для повышения относительной влажности воздуха при лечении медицинским кислородом, как в больнице, так и дома.

Функциональные особенности

- Состоят из прозрачного сосуда, крышки с барботером и изготавливаются из поликарбоната.
- Все детали выполнены из латуни и могут быть стерилизованы в автоклаве при 121°C в течение 15 минут.
- Могут быть оснащены дополнительным предохранительным клапаном для предотвращения возможного избыточного давления внутри увлажнителя.

Технические характеристики

Внутренний объем	210 мл
Размеры	55×67×200 мм
Вес	0.11 кг
Макс. давление	500 кПа
Входное соединение	9/16" UNF EN 13544-2 F 1/4" ISO 3253 F M 12×1.25 F 3/8" ISO 3253 F
Выходное соединение	шланговый соединитель □6±9 мм