

Емкость увлажнителя Flow Meter MAK

ИМ-7.117317

емкость

Flow Meter, Италия



Описание

Емкость увлажнителя серии МАК – это Пузырьковые емкости увлажнителя для кислородной терапии, используемые для повышения относительной влажности воздуха при лечении медицинским кислородом, как в больнице, так и дома.

Функциональные особенности

- Состоят из прозрачного сосуда, крышки с барботером и изготавливаются из поликарбоната.
- Все детали выполнены из латуни и могут быть стерилизованы в автоклаве при 121°С в течение 15 минут.
- Могут быть оснащены дополнительным предохранительным клапаном для предотвращения возможного избыточного давления внутри увлажнителя.

Технические характеристики

	МАК/300	МАК/500
Внутренний объем	285 мл	355 мл
Размеры	70×81×175 мм	70×81×207 мм
Вес	0.15 кг	0.16 кг
Макс. давление	500 кПа	
Входное соединение	9/16" UNF EN 13544-2 F 1/4" ISO 3253 F M 12×1.25 F 3/8" ISO 3253 F	
Выходное соединение	шланговый соединитель □ 6÷9 мм	