

Емкость увлажнителя Flow Meter TR/200

ИМ-7.117317

емкость

Flow Meter, Италия



Описание

Емкость увлажнителя TR/200 – это пузырьковые емкости увлажнителя для кислородной терапии. Используются для повышения относительной влажности воздуха при лечении медицинским кислородом, как в больнице, так и дома.

Функциональные особенности

- Состоят из прозрачного сосуда, крышки с барботером и изготавливаются из поликарбоната.
- Все детали выполнены из латуни и могут быть стерилизованы в автоклаве при 121°С в течение 15 минут.
- Модель TR/200 также может быть реализована в PSU, если требуется более высокое значение температуры стерилизации (134°С - 18 минут).
- Могут быть оснащены дополнительным предохранительным клапаном для предотвращения возможного избыточного давления внутри увлажнителя.

Технические характеристики

Внутренний объем	120 мл
Размеры	60×75×190 мм
Вес	0.13 кг
Макс. давление	500 кПа
Входное соединение	9/16" UNF EN 13544-2 F 1/4" ISO 3253 F M 12×1.25 F 3/8" ISO 3253 F
Выходное соединение	шланговый соединитель □6÷9 мм