

Емкость увлажнителя OXITER одноразовая

ИМ-7.117317

емкость

Flow Meter, Италия



Описание

Oxiter – Пузырьковая емкость увлажнителя одного пациента, используемая для повышения относительной влажности воздуха при лечении медицинским кислородом.

Функциональные особенности

- Пузырьковые емкости увлажнителям OXITER для одного пациента (одноразовые) состоят из корпуса из поликарбоната, крышки и АБС-пластика.
- Поставляются в упаковках по 20 штук.
- Пузырьковый аппарат поддерживает уровень шума намного ниже пределов стандарта (<50 дБ на расстоянии 1 м) и обеспечивая тем самым приемлемый комфорт для пациента, особенно при длительном лечении респираторами.

Технические характеристики

Внутренний объем	285 мл
Размеры	70×83×178 мм
Вес	0.08 кг
Макс. давление	500 кПа
Входное соединение	9/16" UNF EN 13544-2 F 1/4" ISO 3253 F
Выходное соединение	шланговый соединитель □6÷9 мм