

Эндотрахеальная трубка Greatcare GCR 1002 без манжеты

ИМ-7.111093 до 13.12.2026

размер 4.0 / 4.5 / 7.5 мм, без манжеты, не армированная, с рентгеноконтрастной линией

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Размер	4.0 / 4.5 / 7.5 мм
Наличие манжеты	без манжеты
Армирование	не армированная
Рентгеноконтрастная линия	с рентгеноконтрастной линией

Дополнительные характеристики

Эндотрахеальная трубка с надувной манжетой Greatcare GCR 1002

- глазок Мерфи, назальная/оральная;
- низкого давления высокого объема;
- рентгеноконтрастная линия по всей длине для визуализации рентгенологических изображений;
- с коннектором 15 мм;
- стерильная упаковка;
- только для одноразового применения.