

## Фактор дефицитные плазмы Diagon Dia-FII

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, фактор II

Diagon Kft., Венгрия



### Характеристики

---

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	фактор II	
Фасовка	каталожный номер	фасовка
	08005	5 фл x 1 мл

### Описание

---

Дефицитная плазма Diagon **Dia-FII** – предназначена для количественного определения фактора II в цитратной плазме пациента с подозрением на врожденный или приобретенный дефицит этого белка.

Дефицитная по факторам плазма от Diagon Ltd. может быть использована на любом приборе, способном выполнять анализ фактора на основе ПВ.

**Срок годности:** 36 мес

**Каталожный номер:** 08005