

Фактор дефицитные плазмы Diagon Dia-FVIII

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, фактор VIII

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	фактор VIII	
Фасовка	каталожный номер	фасовка
	08305	5 фл x 1 мл

Описание

Дефицитная плазма Diagon **Dia-FVII** – предназначена для количественного определения фактора VII в цитратной плазме пациента с подозрением на врожденный или приобретенный дефицит этого белка. Дефицитная по факторам плазма от Diagon Ltd. может быть использована на любом приборе, способном выполнять анализ фактора на основе АЧТВ.

Срок годности: 36 мес
Каталожный номер: 08305