

Фактор дефицитные плазмы Diagon Dia-FX

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag, фактор X

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	фактор X	
Фасовка	каталожный номер	фасовка
	08505	5 фл x 1 мл

Описание

Дефицитная плазма Diagon **Dia-FX** – предназначена для количественного определения фактора X в цитратной плазме пациента с подозрением на врожденный или приобретенный дефицит этого белка.
Дефицитная по факторам плазма от Diagon Ltd. может быть использована на любом приборе, способном выполнять анализ фактора на основе ПВ.

Срок годности: 36 мес
Каталожный номер: 08505