

## Фактор дефицитные плазмы Diagon Dia-FXI

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, фактор XI

Diagon Kft., Венгрия



### Характеристики

---

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	фактор XI	
Фасовка	каталожный номер	фасовка
	08605	5 фл x 1 мл

### Описание

---

Дефицитная плазма Diagon **Dia-FXI** – предназначена для количественного определения фактора XI в цитратной плазме пациента с подозрением на врожденный или приобретенный дефицит этого белка. Дефицитная по факторам плазма от Diagon Ltd. может быть использована на любом приборе, способном выполнять анализ фактора на основе АЧТВ.

**Срок годности:** 36 мес

**Каталожный номер:** 08605