

Фактор дефицитные плазмы Diagon Dia-FXII

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag, фактор XII

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	фактор XII	
Фасовка	каталожный номер	фасовка
	08705	5 фл x 1 мл

Описание

Дефицитная плазма Diagon **Dia-FXII** – предназначена для количественного определения фактора XII в цитратной плазме пациента с подозрением на врожденный или приобретенный дефицит этого белка. Дефицитная по факторам плазма от Diagon Ltd. может быть использована на любом приборе, способном выполнять анализ фактора на основе АЧТВ.

Срок годности: 36 мес

Каталожный номер: 08705